

## Pupitre double-poste Jasmin 1300 x 500 x 710 mm



Taille : T5

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 110,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

#### **Pupitre JASMIN monoposte**

Tables à dégagement latéral

- Ligne Traditionnelle du Pupitre à Dégagement Latéral
- Structure en Tube d'Acier de Section Rectangulaire
- Solide et Equilibré

Plateau Stratifié contrebalancé d'épaisseur 20 mm

Hauteur des Pupitres de la Taille T3 à la Taille T7 (590 mm à 820 mm de haut)


Chant Alaisé en Bois Massif de section arrondie et adoucie aux angles.

# BIOLAB - Pupitre double-poste

---

Structure en Tube d'acier rectangulaire soudée monobloc constituée de deux piètements en “C” à dégagement latéral, maintenus à l'écartement par une Traverse en tube de section rectangulaire.  
Peinture Epoxy, coloris selon palette Ral.  
Embouts et Patins non tachants et insonores.

Coloris du plateau et de la structure selon palette RAL à choisir lors de la commande !



## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.