

Agitateur magnétique 3 L - Analogique



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 177,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Chassis extra-plat en ABS résistant à la majeure partie des produits chimiques et ignifuge.

Cet agitateur compact se range très facilement et occupe peu d'espace sur la paillasse.

C'est un appareil précis : vitesse de rotation réglable de 0 à 1500 tours/min.

Il est possible de poser des récipients jusqu'au diamètre 135 mm, de capacité maximum 3 Litres et des barreaux magnétiques de 30 à 50 mm de longueur.

1 Barreau magnétique recouvert de PTFE est inclus avec l'appareil.

Dimensions 150 x 260 x 80 mm.

Alimentation 230 V-50 Hz

Garantie 2 ans

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.