

## Agitateur magnétique compact 0.8 L



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 133,70 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Chassis extra-plat en ABS résistant aux acides.

Cet agitateur se range très facilement et occupe peu d'espace sur la paillasse.

C'est un appareil petit mais puissant : vitesse de rotation réglable de 15 à 1500 tours/min.

Il est possible de poser des récipients jusqu'au diamètre 120 mm, de capacité maximum 0.8

Litre. Superficie de travail 90 x 90 mm.

La surface anti-dérapante brevetée est un avantage supplémentaire.

Possibilité d'inverser le sens de la rotation.

Dimensions 120 x 175 x 15 mm.

Alimentation 230 V-50 Hz

Garantie 2 ans

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.