

## Articulation pour profilé Triangulaire TGP



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 464,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Articulation - Gamme TGP

Dispositif articulé permettant de coupler deux sections de profilé.

Angle de rotation +/- 100°.

L'Articulation est équipée d'un disque gradué au degré et d'une colonne porte accessoires à tige de 8 à 14 mm de diamètre.

Livré avec vis de fixation au profilé et clé Allen.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.