

Caisson sous Paillasse PVC Cellulaire pour Bases 30 L



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1638,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires anticorrosion

- Armoires pour le stockage de produits très corrosifs tels que les Acides et les Bases
- Construction en PVC Cellulaire
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation forcée en option

Armoire Caisson sous Paillasse - "Acides" ou "Bases"

Dimensions extérieures :

635 x 615 x 670 mm poids

30 Kg

Capacité de stockage 30 L

Porte Battante

Construction en PVC Cellulaire
Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles
Ventilation centralisée en partie haute diamètre 100 mm
Etagères/bacs de rétention réglables totalement extractibles
Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles
Signalisation par Symboles normalisés ISO 3864
Portes à fermeture à clé.
4 Pieds vérins de mise à niveau

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.