

## Capteur ions Calcium



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 524,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ensemble composé d'une électrode sensible aux Ions Calcium et d'un boîtier adaptateur.

Electrode ionique pré-remplie de gel Permafal avec chambre de référence scellée (non remplissable). Aucune solution de remplissage n'est nécessaire.

**Caractéristiques :**

Gamme de concentration : 1 M à  $5 \times 10^{-7}$  M ou 0,02 ppm à 40000 ppm

Résolution (12 bits) : 0,15 mV

Gamme de pH : 2,5 à 11 pH

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

Taille de l'échantillon minimum : 3 ml dans un bécher de 50 ml

Reproductibilité :  $\pm 4\%$

Taux d'échantillonnage : 10 échantillons par sec

Résistance de l'électrode : 1 à 4 MO

Les ions gênants : Pb<sup>2+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, Si<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Cu<sup>2+</sup>, Ni<sup>2+</sup>, NH<sub>3</sub>, Li<sup>+</sup>, Tris<sup>+</sup>, Descriptif Référence Prix TTC Ba<sup>+</sup>, Zn<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.