

Conductimètre compact



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 209,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Affichage : digital LCD 31/2 - 13mm.

Plage de mesure : 0,001mS à 20,00mS.

Calibres : 1,999 - 19,99 mS.

Résolution : 0,001mS pour calibre 1,999mS et 0,01mS pour calibre 19,99mS

Précision : +/- 2% pleine échelle +/- 1d.

Compensation en température : auto, 0 à 50°C.

Vitesse d'échantillonnage : 2,5 mes/sec.

Température d'utilisation : 0 à 50°C (<80% d'humidité rel.).

Alimentation : 1 pile 9V 6F22.

Dimensions du boîtier : 131 x 50 x 25mm.

Dimensions de la sonde : 22 x 120 mm.

Livré avec électrode de conductivité.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

