

Détergent alcalin liquide sans phosphate pour le lavage à la main - 5000 ml



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 37,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Idéal pour le lavage à la main, le trempage ou le nettoyage par ultrasons, de tous les types de matériels (verre, acier inoxydable, porcelaine, céramique, plastique).

Produit concentré, biodégradable pour éliminer tous types de matières (graisses, huile, sang, produits chimiques et biologiques).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.