

## Ecran de projection et vidéoprojection sur trépied haute luminosité - 2000 x 1500mm



Dimensions: 2000 x 1500 mm

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 263,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

- Surfaces mâtes spécialement adaptées à la vidéoprojection - Non Feu M-1
- Dos de toiles de coloris noir pour éviter transparence et déperdition lumineuse
- Décliné en 3 modèles de tailles variables : trépied, mural manuel, mural électrique

Ecran Sur Trépied Pliable et transportable

Piètement Tripode parfaitement stable  
Planéité de la Toile garantie  
Poignée de Transport sur le carter

#### **Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.