

Kit chambre noire et boîte photo



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 42,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

C'est un kit très simple d'utilisation qui permet de comprendre le fonctionnement optique d'un appareil photo et la formation des images en construisant des modèles fonctionnels par simple pliage.

Ce kit permet de travailler sur la formation d'images simples ou multiples, de travailler sur la mise au point et la netteté de l'image et d'introduire le principe de la photographie.

Le kit comprend 8 cartons pour chambre noire de 150 x 100 x 100 mm avec trou.

Un écran et 1 cache, 50 feuilles de papier noir 200 x 250 mm, une lampe à filament de 60 watts, avec support de lampe, un paquet d'épingles.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.