


## Kit d'Identification Génétique par l'ADN de Type 1 "ID de l'ADN par les Schémas de Fragmentation Définis par la Restriction"



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 121,04 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Les concepts de base de l'identification génétique par l'ADN sont présentés dans ce kit Ready-to-Load™, qui permet de comparer l'ADN trouvé sur des scènes de crime avec des ADN de suspects. Les empreintes digitales sont séparées par électrophorèse sur gel d'agarose et les étudiants déterminent qui pourrait avoir commis le crime.

**Ce kit comprend les éléments suivants** : une notice de TP, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.

Pour 8 Gels

**Autres équipements nécessaires** : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes (volume réglable 5 à 50 ?l ou volume fixe 40 ?l) avec pointes, et Illuminateur en Lumière Blanche recommandé.

**Temps de réalisation** : 45 minutes.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.