

Lave-verrerie économique - modèle ménager



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 506,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**La solution économique de lavage de la verrerie de laboratoire, qui n'en est pas moins efficace...
N'attendez plus...il fait la vaisselle à votre place !**

- Lave-vaisselle en pose libre
- Capacité de 12 couverts
- Technologie : Water sensor
- 2 paniers - Panier supérieur réglable en hauteur
- 5 programmes de lavage
- Démarrage différé 24h
- Niveau sonore de 47 db
- Classe énergétique : A+

Dimensions : 850 x 600 x 625 mm

Masse : 42,6 kg

Lavage : 11 litres

Niveau sonore : 47 dB

Alimentation électrique : 220-240 V – 10A

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.