

Microscope monoculaire à Eclairage LED - Modèle découverte "EcoScope" M-100F LED



Éclairage LED sur batteries. Autonomie 24 heures en utilisation continue. Chargeur externe inclus. 3 Batteries AA, 1.2V NiMh, 1000 mAh, remplaçables par l'utilisateur. Temps de recharge maximum 10h. Il peut être utilisé pendant les phases de recharge.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 230,12 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit



Grossissement jusqu'à 400x. Par combinaison d'oculaires et d'objectifs optionnels, il peut offrir un grossissement jusqu'à 1600x.

Il est équipé en standard de:

- Un oculaire grand champ WF10x/18,

- 3 objectifs Achromatiques 4x, 10x et 40x (rétractable) montés sur révoluer rotatif à trois positions.

Tête : tube porte oculaire incliné à 45°, rotative sur 360°.

Mise au point : macrométrie et micrométrie à commandes séparées.

Mise au point micrométrie graduée.

Condenseur : N.A 0,65.

Diaphragme : à Iris avec porte filtre.

Platine : Large 120 x 110 mm avec valets.

Crémaillère : avec butée de protection des lames et des objectifs.

Eclairage : Tungstène intégré dans la base avec lentille condensatrice (230 V / 20W).

Statif : en acier, lourd et robuste, revêtu de peinture époxy.

Ce modèle est proposé en 2 autres modes d'éclairage :

- *Monoculaire "EcoScope" M-100FLH - Découverte éclairage halogène.*

Éclairage halogène intégré dans la base (12V / 10W) à ampoule dichroïque.

Transformateur externe inclus.

- *Monoculaire "Ecovision" découverte - éclairage tungsten.*

Eclairage : Tungstène intégré dans la base avec lentille condensatrice (230 V / 20W).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.