Mini Agitateur Basculant 683/10





Capacité : 12 tubes Max. tube taille (\emptyset xL) : 20x170 mm Vitesse de bascule : 15 rpm Plate-forme : 255x175 mm Dimensions (LxWxH) : 350x200x95 mm

Note: Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 566,40 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

La plate-forme est dotée d'un mouvement de bascule vers le haut et vers le bas. La vitesse d'agitation est douce et constante assurant une agitation optimale des échantillons. La plate-forme est recouverte d'un plateau en caoutchouc amovible qui évite aux tubes de glisser.

1 / 2

Capacité : 12 tubes

Max. tube taille (ØxL) : 20x170 mm Vitesse de bascule : 15 rpm Plate-forme : 255x175 mm

Dimensions (LxWxH): 350x200x95 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.