

## Mini-agitateur magnétique chauffant 2 L - Analogique



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 201,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**C'est l'Indispensable de votre laboratoire !**

Ce mini-agitateur chauffant est doté d'un châssis stable et robuste recouvert de résine époxy et d'une plaque chauffante en aluminium de 120 x 120 mm, pour une excellente résistance aux agents chimiques...

Vitesse réglable entre 0 et 2000 rpm.

Température réglable jusqu'à 380 °C.

Puissance électrique de rotation 10 W, puissance thermique 180 W.

Inclut une Tige de Statif en Aluminium et une pince pour le maintien d'une sonde ou d'un thermomètre.

Alimentation 230 V-50 Hz

Dimensions 120 x 200 x 90 mm.

Garantie 2 ans.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.