

### Mini centrifugeuse



Note : Pas noté

#### Prix

Prix ??TTC : 146,90 €

[Poser une question sur ce produit](#)

#### Description du produit

Idéale pour centrifugation rapide et technique de micro-filtration.

Vitesse fixe 7000 trs/min.

Livré avec 2 rotors : pour 8 tubes x1,5ml/2ml et pour 16 tubes PCR x 0,2ml.

Mise en marche et arrêt par ouverture et fermeture du couvercle.

Alimentation : 100-240V/50-60Hz.

Garantie 2 ans.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.