

## Modèle fonctionnel de l'oeil

Oeil fonctionnel grand modèle Dimensions : 12 x 12 x10 cm Diamètre : 10 cm

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 36,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Le modèle permet d'étudier le fonctionnement de l'oeil humain en modifiant le liquide intérieur de l'oeil au moyen d'une seringue. Les images projetées sur la rétine tendent à démontrer les phénomènes d'accommodation. Avec ce modèle, les étudiants vont apprendre la différence entre la myopie et l'hypermétropie, et étudier les différentes parties de l'oeil. Le modèle est livré avec une notice de montage

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.