

Moteur Générateur d'Expériences



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 626,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Moteur à engrenage planétaire et mandrin automatique.

Tension nominale 12 V, vitesse d'environ 480 tr/min en marche à vide.

Réglage de la vitesse en fonction de la tension d'alimentation (environ 40 tr/ min par Volt).

Couple réglable pour la protection de l'utilisateur et de l'appareil.

Capacité du mandrin de 0,8 à 10 mm.

Boîtier solide et stable de 60 x 60 mm en aluminium avec statif à tige de diamètre 12 mm - Poids 1,2 kg.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.