

## Siège ergonomique assis/debout Lift Gaz



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 230,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Siège Ergonomique Polyuréthane Lift Gaz**

Assise antidérapante avec dossier de maintien du bassin en polyuréthane haute densité et poignée de préhension.

Structure à 5 Branches réglable de 540 à 800 mm de hauteur.

Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.