Visualisateur d'Electrophorèse en Lumière Blanche





Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 218,86 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Ce plateau lumineux offre une large surface de travail de 250 x 250 mm, illuminé par un dispositif de lumière blanche à Leds pour l'observation des gels d'ADN ou de protéines et l'analyse d'autoradiogrammes. Composant à Leds 90 Lumens, 8W.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

1 / 1