

Armoire Double-Corps (PC/PC) 1200 x 600 x 2100 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1294,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Une Gamme d'Armoires de Collection, pour les Très Grands Volumes:

Les Armoires Double Corps Mobilab sont proposées en 2 Largeurs au choix 1200 mm ou 1500 mm et 2 Profondeurs 600 mm ou 750 mm.

La partie supérieure est toujours de profondeur 600 mm.

Leur Hauteur est de 2100 mm.

Elles peuvent être équipées de Sur-meubles à portes battantes (RA 35) ou coulissantes (RA 36), pour atteindre une hauteur de 2500 mm sous

Armoires double-corps: Armoire Double-Corps (PC/PC) 1200 x 600 x 2100 mm

plafond.

Le meuble bas est un bahut de hauteur 900 mm, à portes coulissantes.

Les meubles à portes peuvent être équipés d'une serrure en option.

Un Design Pratique et Esthétique:

Le meuble Haut, à portes pleines coulissantes de Hauteur 1200 mm est équipé de 4 Demi-étagères réglables permettent la segmentation du volume selon vos besoins.

Des étagères supplémentaires sont proposées en option.

Les portes coulissantes sont équipées de poignées encastrées.

En option, ces armoires peuvent être condamnées par serrures.

Une Structure Métallique Robuste:

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire. (Bordeaux ral 3004 en standard. Autres couleurs sur demande).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.