

Paillasse Prof. Varicor Gamme EasyLab 3000 x 750 x 900 mm



Coloris de la paillasse selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2814,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Paillasses de la Gamme "EasyLab"...

...se caractérisent par le design de leur Structure à Dégagement Latéral.

Les paillasses professeur peuvent être revêtues de Grès, de Verre, de Compact TopLab ou de Varicor ; matériaux choisis pour leur résistance à l'eau, à la chaleur et aux produits chimiques (une information technique sur chacun de ces matériaux est présenté dans les pages "paillasses sèches")

Elles sont proposées en dimensions 3000 x 750 x 900 mm, par association d'un plot technique large et d'une paillasse sèche équipé d'un tiroir en façade... (autres dimensions sur demande)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.