

## Chariot Gratnell's double colonne blanc (H = 850 mm)



Les chariots sont livrés Vides.

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 468,84 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Système Gratnell's**

Une solution originale et complémentaire de rangement et de préparation en laboratoire, salle de technologie, ou salle banalisée...

La distribution est assurée par des chariots recevant des bac-tiroirs identiques à ceux qui aménagent les rayonnages et les armoires.

Les chariots sont constitués d'une ossature en tube d'acier peint époxy au choix : Gris ou Blanc

Les chariots sont proposés en standard en hauteur 850 mm.

Les Chariots Double et Triple Colonnes sont proposés au choix en 725 mm pour se glisser sous les paillasse, ou 850 mm (sans précisions, ils sont automatiquement livrés en 850 mm)

**Chariot Double Colonne**

L = 710 x p = 420 x H = 850 mm

**Les Chariots et Rayonnages sont livrés à plat, associés à une notice de montage, avec plateau supérieur, et roulettes (sur les chariots seulement).**

**Ils sont livrés Vides.**

## BIOLAB - Chariot Gratnell's double colonne blanc (H = 850 mm)

---

***Vous équipez vos Chariots et Rayonnages avec le type de bac-tiroirs de votre choix en Tailles et Couleurs ou étagères métalliques. Pensez à commander les Bac-Tiroirs et les paires de coulisses nécessaires (une paire de coulisses par bac...).***

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.