

Bain à ultrason avec chauffage 3.2 litres



Modèle de 3.2 L Dimension : 240 x 135 x 100 mm Puissance : 100 w

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 379,10 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cuve et châssis en acier inoxydable résistants à l'eau. Inclut couvercle et panier grillagé.

Ecran numérique montrant la température et le temps.

Contrôle numérique de température (réglable entre T° ambiante et 80°C).

Minuterie : 0-30 min.

Les modèles de 6.5L à 10L ont une vanne de vidange.

Panier de rechange disponible sur demande. 220-240 V / 50-60 Hz.

Garantie 1 an

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.