

Meuble à suspendre tout Inox à portes coulissantes 1000 x 407 x 600 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 841,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Hauteur 600 mm

Inox AISI 304L

2 portes coulissantes suspendues

1 étagère réglable en hauteur

Livrés montés avec 2 pattes de fixation murale

Charge maxi : 50 kg répartis par niveau

Sans serrure

Toit plat

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.