

Plonge 2 Cuves + 1 Egouttoir Inox 1600 x 700 x 900 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1198,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Largeur 700 mm ou 600 mm

Dessus : inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement

Bords droits tombés de 40 mm

Angles droits

Egouttoir : cannelé

Livré avec bonde et tube surverse simple

Trou pour robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)

Dosseret plat (ht 100 x l. 20 mm) arrière non fermé

Bandeau tou inox

Cuve de :

- 500 x 500 x 300 pour Tables en 700 mm

- 500 x 400 x 300 pour Tables en 600 mm

Etagère basse en option type ETG

Coins soudés

Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm démontables

Vérins ABS réglables sur 30 mm

Les plus :

Montage des pieds sans outil par emboîtement dans les bandeaux inox - Système breveté

Livré démonté

Etagères basses en inox AISI 304L 15/10 ème (en option)

A préciser lors de la commande : égouttoir à Droite ou à Gauche

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.