

Table à Dosseret Inox 1600 x 600 x 900 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 762,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Table inox sur verins :

Largeur 600 ou 700 mm / Centrale ou à dosseret

Dessus inox AISI 304L renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm

Dosseret plat 100 x 20 mm (arrière non fermé)

Deux Largeurs au choix 700 ou 600 mm

Angles droits

Bandeau tout inox

Coins pliés

Bords droits tombés de 40 mm

Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm, démontables

Montage des pieds sans outil par emboîtement dans les bandeaux inox - Système breveté

Vérins ABS réglables sur 30 mm

Charge totale admise = 150 kg (répartis)

Les plus :

Sécurité : Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et les contaminations cachées, et préviennent tout risque de coupure

Plan de travail tout inox = longévité accrue

Bandeau tout inox = nettoyabilité et longévité

Etagère basse en option type ETG - Profondeur 475 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.