

## Pupitre double-poste Jasmin 1300 x 500 x 640 mm



Taille : T4

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 110,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

### **Pupitre JASMIN monoposte**

Tables à dégagement latéral

- Ligne Traditionnelle du Pupitre à Dégagement Latéral
- Structure en Tube d'Acier de Section Rectangulaire
- Solide et Equilibré

Plateau Stratifié contrebalancé d'épaisseur 20 mm

Hauteur des Pupitres de la Taille T3 à la Taille T7 (590 mm à 820 mm de haut)


Chant Alaisé en Bois Massif de section arrondie et adoucie aux angles.

Structure en Tube d'acier rectangulaire soudée monobloc constituée de deux piètements en "C" à dégagement latéral, maintenus à l'écartement par une Traverse en tube de section rectangulaire.

Peinture Epoxy, coloris selon palette Ral.

Embouts et Patins non tachants et insonores.

**Coloris du plateau et de la structure selon palette RAL à choisir lors de la commande !**



## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.