

## Mitigeur à Commande Fémorale - Bec Fixe



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 240,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Mitigeur à Commande « Fémorale »

**Mitigeur à bec lisse « Fixe » ou « Orientable »**

Hauteur sous bec 200 mm

Saillie 200 mm

Flexible SPEX M10 x 1, EP G3/8, longueur 350 mm

Aérateur étoile M24 x 1

Commande fémorale de Longueur 390 mm au totale  
(340 mm de commande directe)

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.