



Nourrice Simple pour l'Air Comprimé



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 92,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Nourrices pour Vide et Air Comprimé

Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

Modèle pour le Vide Normalisé avec Pastille Bleue

Modèle pour Air Comprimé Normalisé avec Pastille Rouge

Proposés en Simple ou Double Nourrice

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.