

Paillasse de Laverie en Verre à Double-cuve Vulcathène 1800 x 750 x 900 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1985,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Paillasses de Laverie à Double-cuve Vulcathène

Deux largeurs (1800 ou 2400 mm) et deux profondeurs (600 ou 750 mm) au choix.

Elles sont revêtues de Grés Emailé ou de Verre Emailé.

Ces paillasses destinées aux salles de préparation peuvent être centrales ou combinées à des tables sèches ou rangements pour constituer des linéaires muraux.

Une partie de la paillasse reçoit une double-cuve vulcathène et un mélangeur eau chaude / eau froide orientable.

Sous la cuve un carter de protection masque les attentes et évacuations avec portes battantes en standard ou coulissantes sur demande sans surcout. - Préciser "CL" après la référence.

Le reste de la paillasse est un placard avec étagères réglables en hauteurs .

Toutes les paillasses de laverie sont livrées en 2 éléments (l'un humide, l'autre sec) à associer sur site.

Autres revêtements sur devis.

Avis d'expert...

Trespa TopLab et Varicor sont des Matériaux bien adaptés aux Laveries pour leur résistance aux produits les plus agressifs (Acides, Nitrate d'Argent, Colorants...), n'hésitez pas à nous demander un devis.

Des équipements électriques sur Dosseret peuvent être installés au dessus du placard...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.