

Paillasse Prof. TopLab Gamme Mondrian 2250 x 600 x 900 mm



Coloris de la paillasse selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1473,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Paillasse de la Gamme "Mondrian"...

...se caractérisent par leur design Bicolore.

Elles peuvent être revêtues de Grès, de Verre, ou de Compact TopLab; matériaux choisis pour leur résistance à l'eau, à la chaleur et aux produits chimiques (une information technique sur chacun de ces matériaux est présenté dans les pages "paillasse sèches")

Elles sont proposées en dimensions 2550 x 750 x 900 mm, par association d'un Plot Technique 750 x 750 x 900 mm et d'une Paillasse Sèche de 1800 x 750 x 900 mm. (autres dimensions sur demande)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.