

Chariot Gratnell's triple colonne blanc (H = 750 mm)



Les chariots sont livrés vides.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 579,76 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Système Gratnell's

Une solution originale et complémentaire de rangement et de préparation en laboratoire, salle de technologie, ou salle banalisée...

La distribution est assurée par des chariots recevant des bac-tiroirs identiques à ceux qui aménagent les rayonnages et les armoires.

Les chariots sont constitués d'une ossature en tube d'acier peint époxy au choix : Gris ou Blanc

Les chariots sont proposés en standard en hauteur 850 mm.

Les Chariots Double et Triple Colonnes sont proposés au choix en 725 mm pour se glisser sous les paillasses, ou 850 mm (sans précisions, ils sont automatiquement livrés en 850 mm)

Chariot Triple Colonne

L = 1055 x p = 420 x H = 725 mm

Les Chariots et Rayonnages sont livrés à plat, associés à une notice de montage, avec plateau supérieur, et roulettes (sur les chariots seulement).

BIOLAB - Chariot Gratnell's triple colonne blanc (H = 750 mm)

Ils sont livrés Vides.

Vous équipez vos Chariots et Rayonnages avec le type de bac-tiroirs de votre choix en Tailles et Couleurs ou étagères métalliques. Pensez à commander les Bac-Tiroirs et les paires de coulisses nécessaires (une paire de coulisses par bac...).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.