

Tabouret fixe de laboratoire assise ronde en bois H=580 mm (structure bleue RAL 5010)



Peinture Epoxy - Coloris selon palette "ral".

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 54,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Tabouret Fixe de Laboratoire

Assise ronde galbée de 320 mm en multipli de hêtre feuilleté verni de 22 mm.

Structure en tube d'acier 25 mm avec barre repose pieds anti-écartement.

Peinture Epoxy - Coloris selon palette "ral".

Hauteur 580 mm.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

