

## Tabouret fixe de laboratoire assise ronde en bois H=580 mm (structure jaune RAL 1023)



Peinture Epoxy - Coloris selon palette "ral".

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 54,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Tabouret Fixe de Laboratoire**

Assise ronde galbée de 320 mm en multipli de hêtre feuilleté verni de 22 mm.

Structure en tube d'acier 25 mm avec barre repose pieds anti-écartement.

Peinture Epoxy - Coloris selon palette "ral".

Hauteur 580 mm.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

