

### Agitateur magnétique 1,5 l



Ultra silencieux et sans vibration. Agitation puissante.

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 84,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Vitesse réglable entre 300 et 2000 rpm.  
Capacité : 1,5 L. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm de longueur (non inclus).  
Dimensions de la surface de travail : Ø120mm.  
Surface en PET qui offre une excellente résistance chimique.  
Moteur brushless, sans entretien.  
Dimensions extérieures (L x l x H) : 145 x 150 x 50 mm.  
200-240 V / 50-60 Hz.  
Protection IP21 (DIN 60529).  
Garantie 2 ans

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.