

Agitateur magnétique pour gros volumes jusqu'à 12 L



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 313,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Agitateur compact, léger, en inox avec plateforme d'agitation anti-dérapante.

Modèle très fiable et robuste

Rotation réglable de 250 à 1500 tours/min, avec panneau de commande frontale. Surface rectangulaire, pour tous types de récipients de capacité maximum 12 Litres.

Nouveau: dispositif breveté de recentrage permanent du barreau

Dimensions 165 x 220 x 45 mm - 750 g.

Alimentation 230 V-50 Hz

Livré avec un turbulent.

Durée de validité 5 ans.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.