

Agitateur numérique à hélice - 20 L



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 630,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Agitateur à pâles réglables de 0 à 2200 rpm.

Capacité d'agitation 20 Litres maximum.

Viscosité maximum 10 000mpa

Puissance 70 W

Se fixe sur statif (non inclus, voir notre rubrique supports de laboratoires).

Il peut être équipé de Tiges à pâles de différents formats (Hélice, large droite... À vous de choisir en fonction de vos besoins).

Un afficheur numérique indique avec précision, la vitesse réelle de rotation.

Détecteur anti-déversement.

Protection contre les surcharges avec arrêt automatique et circuit séparé d'arrêt en cas d'utilisation anormale.

Alimentation 230 V-50 Hz

Garantie 2 ans.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

