

### Agitateur vortex avec contrôle de vitesse



Note : Pas noté

#### Prix

Prix ??TTC : 185,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

#### Description du produit

##### **Un Vortex à régulateur de vitesse intégré... Le petit plus qui vous facilite le laboratoire !**

Régulation de la vitesse de 0 à 2500 rpm.

Deux modes de fonctionnement: continu ou intermittent par pression sur la tête.

Inclut support standard pour tubes de diamètres inférieurs à 30 mm.

Grande stabilité grâce à ses pieds ventouses.

Alimentation 230 V-50 Hz

Dimensions 160 x 127 x 130 mm.

Garantie 2 ans.

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.