

Alimentation à 3 sorties : 2 x 30 V - 2,5 A et 1 x (2,7 à 5,5 V) - 5 A



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 853,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Alimentations de laboratoire à 3 sorties : 2 x 30 V - 2,5 A et 1 x (2,7 à 5,5 V) - 5 A

Légère, robuste, économique et protégée grâce à la limitation électronique du courant en cas de court-circuit et un contrôle de température en cas de surcharges ou d'échauffement.

Elle dispose de la technologie linéaire.

Elle est équipée d'un afficheur 3 digits à LEDs Vertes et Rouges.

Couplage de sortie Série ou Parallèle

Asservissement des sorties (mode "track")

Sortie double isolation par rapport au secteur.

Transformateurs toriques (permet de diviser le poids de l'appareil, assurant la légèreté de cette gamme).

Bornes de sécurité.

Sécurité IEC 61010-1, Cat. 1, 100 V

Alimentation secteur 230 V 50/60 Hz.

Dimensions 270 x 225 x 120 mm. Poids 4 Kg / 6 Kg.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.