


## Appareil de Boyle-Mariotte



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 312,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Appareil de démonstration de la relation entre le volume et la pression à température constante.

Cet Appareil très robuste consiste en un cylindre gradué muni d'un piston.

Le déplacement du piston dans ce cylindre agit sur un manomètre de grand diamètre 100 mm.

L'adhérence du piston est assurée par un diaphragme en caoutchouc.

Une vanne de réglage assure la liaison entre le cylindre et le manomètre.

La plage de lecture est de 0 à 1500 bar. Un dispositif permet sa fixation sur un statif de laboratoire.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.