

Appareil à Vases de Pascal



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 140,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce dispositif est conçu pour démontrer le paradoxe de Pascal et que la pression d'un liquide est uniquement fonction de la profondeur. 4 Vases de formes différentes sont tour à tour fixés sur un support à membrane très sensible à la pression et reliée à un levier à index avec échelle.

L'Appareil permet d'effectuer des mesures quantitatives des forces pressantes.

La déformation de la membrane entraîne le déplacement de l'index (levier démultiplié).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.