

## Armoire de sécurité Basse Ventilée pour Acides/ Bases à 2 Compartiments



Ce modèle ne convient pas pour les Solvants et autres produits Inflammables !

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1370,70 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Armoire Basse à 2 Compartiments distincts "Acides/ Bases"**

Dimensions extérieures : 670 x 1100 x 500 mm, poids 60 Kg

Dimensions intérieures : 570 x 1050 x 450 mm

Capacité de stockage 60 L (2 x 30 L)

### Armoires ventilées à raccorder pour Acides/ Bases

- Armoires pour le Stockage Spécifi que "Acides / Bases"
- Pictogrammes normalisés
- Ventilation forcée intégrée

- Construction en Acier 15/10 ème.
- 1 Bac de rétention en PVC de capacité 25 Litres
- Porte à fermeture à clé
- 4 Pieds vérins réglables et substituables par 4 roulettes en option
- Orifices de Ventilation haut et bas à l'arrière avec sortie diamètre 100 mm pour raccordement vers l'extérieur.
- Sur le compartiment de droite :

Ventilateur électrique intégré de 220/240

Volts - 50 Hz - 40 W 0.19 A - 54 dB(A)

Débit 156 m3/h - Protection IP 44

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.