


## Armoire Forte 1000 x 480 x 1980



Note : Pas noté

**Prix**

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Porte d'épaisseur 60 mm

Coloris Gris Perle Ral 7035, peinture époxy cuite au four à 180° après dégraissage et phosphatation

5 Etagères offrant un linéaire de 5970 mm de rangement de dossiers suspendus

Tôle 20/10 ème avec blindage au manganèse du système de condamnation

Trous de scellement au sol (2 trous de diamètre 14 mm)

Dimensions extérieures: 1000 x 480 x 1980 mm

Dimensions utiles 995 x 420 x 1975 mm.

Soit un volume de 830 litres - Poids 70 Kg

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.