

Armoire pour Réactifs et Toxiques (Sans Ventilateur)



Ce modèles ne convient pas pour lesSolvants et autres produits Inflammables

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2708,28 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires ventilées à raccorder pour réactifs et toxiques

- Armoires pour le stockage des produits toxiques et des poisons

- Les modèles coffres peuvent être intégrés dans les grandes armoires
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation forcée intégré

Modèle recommandé pour le stockage des réactifs est proposé équipé d'une Sécurité active par ventilateur protection IP 44 de 90 m³/h de débit - Norme CEI

Armoire pour Réactifs et Toxiques sans ventilateur

Dimensions extérieures :

1975 x 1000 x 500 mm poids 100 Kg

Dimensions intérieures :

1970 x 980 x 480 mm

Capacité de stockage 250 L

Livré avec 3 étagères

Proposée en Option sans Ventilateur

Construction en Acier 10/10 ème - Epoxy Blanc RAL 9010

Etagères en Acier 15/10 ème amovibles sur crémaillères

En option ces armoires peuvent être équipées d'un Coffre à poisons

Deux portes battantes à fermeture 3 points, verrouillables à clés

Bac de rétention amovible d'une capacité de 50 Litres

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.