




Banc de dynamique complet



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 652,81 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

L'ensemble proposé permet aux élèves et aux professeurs de disposer de l'outil idéal pour réaliser de nombreuses expériences dans le domaine de la Mécanique.

Ce banc multi-usage à faibles frottements, constitue un outil très complet pour les laboratoires de Physique du collège à l'enseignement supérieur.

Quelques capteurs recommandés :

- Capteur de Distance
- Cellules Photoélectriques
- Capteur de Force
- Capteur de Champ magnétique
- Capteur Poulie

Mouvement lineaire: Banc de dynamique complet

Livré avec :

- 1) Banc 1.2m
- 2) Cavalier simple
- 3) Cavalier double
- 4) Cavalier ajustable
- 5) Mobile à piston
- 6) Mobile standard
- 7) Support pour cellule photoélectrique
- 8) Support pour poulie
- 9) Poulie
- 10) Masse 500g
- 11) Support pour tige
- 12) Vis de serrage pour capteur de Distance
- 13) Vis de serrage standard (petite et grande)
- 14) Deux Barrières drapeau
- 15) Deux ensembles d'aimants néodymes
- 16) Mini clé Allen

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.