

Bec Bunsen avec Robinet à Vis - Gaz Naturel



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 36,40 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Bec Bunsen avec robinet à vis et stabilisateur de flamme

Modèle en laiton nickelé de 11 mm de diamètre et 130 mm de hauteur

- Modèle Butane/ Propane - LAB 121000
- Modèle Gaz Naturel - LAB 121001

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.