

Bras robotique pour Ilo Robot



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 75,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Le bras mécanique d'ilo ouvre le champ des possibles, programmable en bloc ou en python, il vous permettra par exemple de déplacer des objets lors de compétitions de robotique.

Description technique :

- pièce en impression 3D
- 2 moteurs SmartServo

- visserie.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.