

## Capteur compte gouttes



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 198,68 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce dispositif compte-gouttes est muni d'un capteur optique conçu pour mesurer le nombre de gouttes versées pendant un dosage. Il est capable de convertir automatiquement le nombre de gouttes versées en volume.

Combiné à la fois au capteur pH et au capteur température, il vous permet de déterminer le point d'équivalence lors d'un dosage acido-basique. Il peut être également utilisé pour des études de conductimétrie ou potentiométriques avec les sondes de conductivité ou ions-spécifiques.

**Caractéristiques :**

Gamme : 0 à 4095 gouttes

Détecteur de temps de montée : Détecteur du temps de chute : Résolution (12 bits) : 1 goutte

Fréquence d'échantillonnage pour dosage : jusqu'à 1 éch/sec

Source infrarouge : pic à 890 nm

Type d'entrée : digitale

**Utilisation :**

- Comptage de gouttes
- Dosages acides/bases
- Dosages conductimétriques

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

