

Capteur Ethanol



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 310,03 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce capteur est utilisé pour mesurer la concentration en éthanol gazeux et dissous.

Il est extrêmement sensible et très adapté à la mesure du dégagement d'éthanol lors du processus de fermentation alcoolique par les levures.

Caractéristiques :

Gamme : 0% à 4%

Précision : +/- 1,5%

Temps de réponse : (pour 95%) : 1 mn

Taux d'échantillonnage recommandé : 10 éch/sec

Température de fonctionnement normal : -10 à 40°C

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

Quelques exemples de TP :

- Métabolisme cellulaire des levures
- Fermentation alcoolique
- Titration d'une boisson alcoolisée

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.